

Niveaux de performances

	Vitus+
Programme de base automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Situation calme	<ul style="list-style-type: none">•
Parole dans le bruit	<ul style="list-style-type: none">•
Programmes supplémentaires	
Programmes manuels supplémentaires max.	4
Parole dans le bruit	<ul style="list-style-type: none">•
Situation calme	<ul style="list-style-type: none">•
Confort dans le bruit	<ul style="list-style-type: none">•
Musique	<ul style="list-style-type: none">•
Téléphone acoustique	<ul style="list-style-type: none">•
Programme personnalisé	<ul style="list-style-type: none">•
Adaptation sans fil	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions	
UltraZoom*	<ul style="list-style-type: none">•
SoundRecover	<ul style="list-style-type: none">•
Correction de sonie	<ul style="list-style-type: none">•
Canaux d'adaptation fine	6
LarsenBloc	<ul style="list-style-type: none">•
NoiseBloc	<ul style="list-style-type: none">•
QuickSync	<ul style="list-style-type: none">•
AOV	<ul style="list-style-type: none">•
auto Acclimatation	<ul style="list-style-type: none">•

*Appareils directionnels uniquement

Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *La vie s'exprime.

www.phonakpro.fr

Phonak Vitus+ ITE

Information produit



Phonak Vitus+ ITE constitue la gamme sur-mesure complète pour les pertes auditives légères à profondes dans le segment Basic, avec notamment un programme de base automatique pour une meilleure compréhension vocale dans le calme et dans le bruit.

Les aides auditives Phonak Vitus+ ITE sont idéales pour les patients qui privilégient les performances auditives éprouvées avec un design moderne et attrayant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr



027-0628-04N1.00/2020-12/ne © 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland



Une marque Sonova

PHONAK
life is on

Description des produits



Niveau de puissance	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	Phonak Vitus+ ITE-312	Phonak Vitus+ ITE-13
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP ¹		•	•

Configuration matérielle/Options/Technologie			
Taille de pile	10	312	13
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•	•
Contrôle de volume (rotatif)		•	•
Bobine d'induction	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
Technologie microphonique	Omni	Directionnel	Directionnel
Sans fil (QuickSync)		•	•
Indice IP68 (sans CV)	• ²		

Données techniques

Niveau de puissance		M	P	SP	UP ¹
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	109	115	119	127
	Simulateur d'oreille	120	125	129	135
Gain maximum (dB)	Coupleur 2 cm ³	40	50	60	70
	Simulateur d'oreille	50	60	70	78
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm ³	<100 – 7 000	<100 – 6 700	<100 – 7 000	<100 – 5 200
Courant de fonctionnement (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	1,2
	WHS	1,2	1,2	1,2	

Plage d'application	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	Phonak Vitus+ ITE-312	Phonak Vitus+ ITE-13
Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques		Pertes auditives légères à moyennement-sévères, toutes configurations audiométriques	Pertes auditives moyennes à sévères, toutes configurations audiométriques

Couleurs

Couleurs des faces-plates



Couleurs des coques



Styles de coque

	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	Phonak Vitus+ ITE-312	Phonak Vitus+ ITE-13
IIC	•		
CIC	•		
MC	•		
ITC	•	•	•
HS	•	•	•
FS	•	•	•

Appareillage

Logiciel	Phonak Target™ 5.3 ou version ultérieure
Interfaces	Câble de programmation iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Gamme de communication sans fil

	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	Phonak Vitus+ ITE-312	Phonak Vitus+ ITE-13
Accessoire			
Phonak MiniControl	•		
Roger			
Roger MyLink	• ¹	• ¹	• ¹

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/roger

¹ Disponible uniquement dans certains pays

² L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

¹ Uniquement avec bobine d'induction